

SEPTEMBER 2012

Apotheken Journal für

Senioren & Diabetiker

www.apotheken-medien.de

Offizieller
Förderer



DEUTSCHER
DIABETIKER
BUND

**Ins Auge gefasst:
Innovationen bei Sehbehinderung**

**Gesund beginnt im Mund –
mehr Genuss mit 65 plus**

Diabetes:
**Auf Ihr Wohl! Kleine Schule
des richtigen Trinkens**

**Zum Mitnehmen –
bezahlt von Ihrem Apotheker**

Schöne, straffe und gesunde Gesichtshaut mit Emmi-Skin

Den sprichwörtlichen Kinderpopo, d. h. eine pralle, straffe Haut, haben wirklich nur die Kleinen. Umwelteinflüsse wie Sonne, Kälte, unreine Luft, aber auch eine genetische Veranlagung sind für das Altern der Haut verantwortlich. Die Hautneubildung durch Zellteilung verlangsamt sich mit den Lebensjahren. Die Kollagenfasern werden härter, sichtbare Mimikfältchen, weicher werdende Konturen durch schwächer werdendes Gewebe und müde aussehende Haut sind das Ergebnis. Eine Tatsache, gegen die es ein wirksames Mittel gibt: Ultraschall.


Verbesserung der Durchblutung dient der Hautstraffung

Dem Emmi Ultrasonic-Entwicklungsteam um Hugo R. Hosefelder ist es gelungen, mit der Emmi-Skin eine wirksame Verbesserung der Hautreinigung und damit der Hautatmung und Durchblutung zu erreichen. Die sanften, völlig unschädlichen Luftschwingungen gelangen über die Borsten der Emmi-Skin bis zu 1,2 cm tief in die Haut und das Gewebe, also auch in die untersten Schichten. Durch die positive Wirkung des Ultraschalls wird die reichhaltige, mitgelieferte Ultraschall-Kollagencreme in die Haut geschleust, ein angenehmes Gefühl stellt sich sofort ein. Feldversuche haben bewiesen, dass erste Fältchen schon bei zweimaliger Behandlung pro Woche gemildert werden können. Die ausgesprochen sanfte, Gewebe lockernde und angenehme Mikromassage kann auch bei sehr empfindlicher Haut bedenkenlos angewendet werden, da die Bürste ohne Rotation nur ganz leicht auf die Hautpartien gehalten wird.

Hautunreinheiten oder Muskelverspannungen? Das war einmal!

Die Begeisterung bei Damen und auch immer mehr Herren ist deshalb für Hosefelder keine Überraschung: „In Feldversuchen stellten wir bereits in den letzten zwei Jahren fest, dass sich Gesichtshaut, Hals, Dekolleté und darunter liegendes Gewebe durch die Verbindung Kollagencreme mit speziellem Ultraschall schnell festigt. Es zeigt sich auch, dass nicht nur ein erstaunlicher Peeling-Effekt erzielt wird, sondern Hautunreinheiten wie Mitesser und Akne durch die antibakterielle Wirkung des Ultraschalls sehr schnell abheilen. Fahle, müde wirkende Haut verbessert sich in kürzester Zeit, sie ist straffer und sieht rosig und gesund aus. Die Stoffwechselfvorgänge werden optimal angeregt, wodurch das Hautbild sichtbar verfeinert wird.“ Diese Ultraschall-Behandlung lässt sich nicht nur in Kosmetikstudios, sondern auch bequem zu Hause durchführen, sie ist völlig unschädlich – zweimal wöchentlich zehn Minuten, und die Haut ist rundum gut versorgt und bedankt sich durch ein deutlich jüngeres Aussehen.

Auch Verspannungen der Hals- und Schultermuskulatur durch langes Sitzen im Büro, am Computer oder im Auto lassen sich durch „Beschallen“ der Akupressur-Punkte lockern.



Weitere Informationen unter **Tel. 06105 / 406700** oder **www.emmi-dent.de**

Gewinnspiel

Wir verlosen
3 Emmi-Skin Ultraschallgeräte.

Preisfrage: Welche Verspannungen lassen sich durch „Beschallen“ der Akupressur-Punkte lockern?

Schreiben Sie die richtige Lösung auf eine ausreichend frankierte Postkarte und senden Sie diese bis 15. Oktober 2012 an:

Senioren & Diabetiker • Stichwort: Emmi-Skin
Edisonstraße 3

Sie können uns die Lösung auch
per Telefon durchgeben:



60388 Frankfurt/M.

Wählen Sie dazu **09003 408033***.

*Ein Anruf aus dem Festnetz der Deutschen Telekom kostet 50 Cent/Min. Durch Anrufe aus anderen Netzen, insbesondere aus Mobilfunknetzen, können dem Anrufer höhere Kosten entstehen, über die nur der Provider des Anrufers verbindlich Auskunft geben kann. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Gewerbliche Einsendungen von Adressmaterial finden bei der Gewinnverlosung keine Berücksichtigung.