


DENTAL

2 

Balro|me|ter[®]

DAS UNABHÄNGIGE FACHMAGAZIN FÜR DIE ZAHNMEDIZIN



Wir bekennen Farbe.

Leistung ist ORANGE.

Das Beste für Ihre Patienten:

- Zusatz-Qualitätsendkontrolle in Deutschland
- kostengünstige Produktion
- komplettes zahntechnisches Leistungsspektrum
- Preise 50% und mehr unter BEL II
- durch Zahntechnikermeister geführtes Team

20 | **PROPHYLAXE**
UND KINDERZAHNHEILKUNDE

58 | **PERIIMPLANTITIS**
DIAGNOSTIK MITTELS MARKERKEIMTEST

62 | **PROTHETIK**
EIN ANWENDERBERICHT AUS GROSSBRITANNIEN

emmi-dent[®]

Ultraschall-Zahnbürste • www.emmi-dent.de

Erlebe die bewegungslose* Zahnreinigung
100 % Ultraschall

* Don't brush - just touch!



Patentierte Ultraschall Technologie

ZÄHNEPUTZEN MIT ZAHNSPANGE? GEHT NICHT! UND OB...

SCHÖNE WEISSE, GESUNDE UND EBENMÄSSIGE ZÄHNE – MIT HILFE DER EINZIGEN PATENTIERTEN ULTRASCHALL-ZAHNBÜRSTE EMMI-DENTAL PROFESSIONAL UND EINER KIEFERORTHOPÄDISCHEN ZAHNSPANGE IST DAS GANZ EINFACH ZU REALISIEREN. DIE BEWEGUNGSLOSE ZAHNREINIGUNG DURCH ULTRASCHALL UND MIKROBLÄSCHEN MACHT DIES DURCH DEN NEUEN SPEZIALBÜRSTENAUFSATZ MÖGLICH.

Text/Bild Redaktion/Emmi Ultrasonic GmbH



Unter den festsitzenden Plättchen der Zahnsperre konnten Lebensmittelreste und Plaque bisher ihr Unwesen treiben: Defekte durch Karies und Löcher waren die Kehrseite der Medaille. Die Ultraschallzahnbürste Emmi-dental Professional reinigt ohne bürsten und schrubben bewegungslos durch Implosion der Millionen Mikrobubbles auch in den Zahnzwischenräumen, Fissuren und Zahnfleischtaschen.

„VOLL COOL“ DIE ULTRASCHALLZAHNBÜRSTE

Zahnseide, Interdentalbürsten, elektrische und rotierende Zahnbürsten sind nicht geeignet, um unter den festsitzenden Zahnsperren Lebensmittelreste und Plaque zu entfernen. Ganz abgesehen davon, dass Kinder die Notwendigkeit, warum sie so sorgfältig mit ihren Zähnen umgehen sollen, oft gar nicht verstehen.

„Voll cool“ geht es mit dem neuen Bürstenkopf der Emmi-dental Professional. Durch die spezielle Anordnung der Borsten lässt er sich direkt auf die Zahnsperre setzen. Die Mikrobubbles gelangen so unter die Spangenglieder und verhindern die Ablagerung von Verunreinigungen und Bakterien.

Eine an der Universität Lüttich durchgeführte Studie ist abgeschlossen und beweist die optimale Wirkung durch

Ultraschall. Die Zähne sind antibakteriell gereinigt und natürlich weiß. Auch die Borsten sind noch nach zehnwöchigem Gebrauch antibakteriell, was bei anderen Zahnbürsten nicht der Fall ist. Der nächste Besuch beim Zahnarzt wird so zum Spaßfaktor. Hugo R. Hosefelder, Leiter der Entwicklungs- und Forschungsabteilung, erzählt von einem Jungen, der grinsend von seinem Zahnarzt kam. „Der Arzt hat geglaubt, dass sein Kontrastmittel versagt hat. Es waren ja kein Zahnstein und auch keine Verfärbungen zu sehen. Erst als ich das Geheimnis lüftete und ihm von der Ultraschallzahnbürste Emmi-dental Professional und dem neuen Bürstenaufsatz für Zahnsperren erzählte, war er begeistert. Er empfiehlt seinen Patienten jetzt die neue Ultraschall-Zahnreinigung.“

STUDIE BESTÄTIGT: GESUNDE ZÄHNE – GESUNDER MENSCH

Hugo R. Hosefelder beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Phänomen Ultraschall und kennt die Wirkungsweise dieser Technologie im oralen und gesundheitlichen Bereich. „Die antibakterielle und therapeutische Wirkung von Ultraschall ist seit Jahrzehnten erwiesen“, sagt er. Klinische Studien über die Wirkung von Ultraschall im oralen Bereich am Ormed-Institut der Universität Witten-Herdecke seien abgeschlossen. „Bakterielle Entzündungen des Zahnfleisches

und schmerzende Aphthen heilen innerhalb weniger Tage ab, neue können sich nicht bilden. Gesunde Zähne stehen auch für einen gesunden Menschen, also eine deutliche Erhöhung der Lebensqualität“, so Hosefelder.

DREAMTEAM FÜR DIE MUNDHYGIENE

Die milde, frische Ultraschall-Zahncreme von Emmi Ultrasonic mit geringem Fluoridgehalt bildet durch die Ultraschallschwingungen Millionen von Mikrobubbles, die selbst in kleinste Zahnzwischenräume gelangen. Durch das Implodieren nehmen sie die schädlichen Beläge wie Plaque, Zahnstein und Verunreinigungen mit. Entzündungen wie Aphthen und Parodontitis heilen schnell ab, zurück bleiben gesunde Zähne und schön durchblutetes Zahnfleisch.

Die Emmi-dent Zahncreme gibt es in zwei Geschmacksrichtungen: Mild und Fresh. Ganz neu ist die emmi-dent NATURE, die keinerlei Fluorid und Parabene enthält. Wichtig ist, dass nur diese Spezialzahncreme verwendet wird. Andere können die Mikrobubbles nicht bilden. *DB*

TELEFON 07253 800 70 66
E-MAIL fitsein@online.de
INTERNETADRESSE
www.jaeckel.emmi-club.de
www.emmi-dent.de