

DEZEMBER 2012

www.apotheken-medien.de

# mein KiNo

Apotheken-Kundenzeitschrift

firstname.de 

*Wir wünschen  
unseren Leserinnen  
und Lesern frohe  
Weihnachten und  
ein gesundes  
neues Jahr!*

**Oh, du Fröhliche –  
Weihnachten zwischen  
Besinnlichkeit  
und Konsumrausch**

**Das Sprechen fängt beim Hören an**

**Kostet jedes Kind einen Zahn?**

Zum Mitnehmen – bezahlt  
Ihrem Apotheker

## Putzmunter ab dem ersten Zahn mit der Emmi-dental Professional

**Gute Zahnpflege ist das A und O für gesunde Zähne. Daher sollten Eltern von Anfang an auf eine gute Zahnpflege bei ihren Kleinen und sich selbst achten. Kinder schauen sich gerne ab, was die Eltern ihnen vormachen! Gutes wie Schlechtes... und wenn in der Familie das Zähneputzen zelebriert wird, ist das eine Prophylaxe fürs Leben!**

### **Emmi-dental Ultraschallzahnbürste – eine sinnvolle Geschenkidee**

Eine tolle Geschenkidee, die für gesunde Zähne sorgt – und das ein Leben lang. Die Emmi-dental Professional mit dem kleinen Bürstenaufsatz und der milden Spezialzahnpaste passt in jeden kleinen Mund. Das macht den Kleinen Spaß: bewegungslose Reinigung und nichts tut weh! Im Kindergarten lernen sie mit den lustigen mechanischen Zahnbürsten von rot nach weiß zu putzen, das ist auch gut so! Zuhause vor der Gute-Nacht-Geschichte wird dann die Ultraschallzahnbürste benutzt. Bakterien und Keime werden vernichtet, die Zähne werden schön sauber und glatt. Karies an den Milchzähnen? Gibt es nicht mehr. Der Mundraum ist durch Ultraschall-Hygiene antibakteriell gereinigt.



### **Wichtig: die richtige Zahnpasta**

Die Ultraschall-Zahncreme von Emmi Ultrasonic GmbH bildet durch die Ultraschall-Luftschwingungen Millionen von Mikrobüschchen, die selbst in kleinste Zahnzwischenräume und unter die festsitzenden Zahnsparngelplättchen gelangen. Durch Implosion nehmen sie die schädlichen Beläge wie Plaque, Zahnstein, Verunreinigungen durch Lebensmittelreste mit. Sie zerstören selbst die Zellwände und Zellkerne der Bakterien. Entzündungen wie Aphthen, Gingivitis und Parodontitis werden schnell geheilt, zurück bleiben gesunde Zähne und schön durchblutetes Zahnfleisch.

### **Problemloser Zahnwechsel ohne Tränen**

Wenn sich die Milchzähne verabschieden und die bleibenden Zähne durchbrechen, ist das Zahnfleisch besonders empfindlich und das Putzen mit mechanischen oder elektrischen Zahnbürsten wird kritisch. Es tut weh, Tränen fließen und aus begeisterten Zähneputzern werden „Zahnputzmuffel“. Die bewegungslose Zahnreinigung ist völlig schmerzfrei und das Zahnfleisch heilt innerhalb weniger Tage ab.

### **Gesunde Zähne – aber schief? Also Zahnsparngel...**

Die Korrektur schiefer Zähne ist wichtig, nicht nur aus optischen Gründen. Da ist eine Zahnsparngel das beste Mittel, um Spätfolgen zu verhindern. Zahnsparngel zum Herausnehmen sind sehr effektiv, doch die festsitzenden und verklebten Plättchen korrigieren besser – aber sie haben ihre Tücken. Lebensmittelreste und andere Verunreinigungen geraten leicht darunter. Mit mechanischen oder elektrischen Zahnbürsten kommt man dem Übel nicht bei. Also Karies und defekten Zahnschmelz für die Schönheit riskieren? Dass viele Eltern das vermeiden wollen, liegt auf der Hand. Nun hat Emmi Ultrasonic einen neuen Bürstenkopf – erhältlich seit Mitte 2012 – entwickelt, der durch die spezielle Anordnung der Borsten direkt auf die Zahnsparngelplättchen aufgesetzt werden kann. Eine Studie mit Jugendlichen im Alter von sieben bis 14 Jahre bestätigt, dass der Zahnschmelz bakteriell gereinigt ist – auch unter den Plättchen, die nicht beschädigt werden. Die Reinigung mit dem Spezialbürstenkopf hat es bewiesen.

**Tolles Sonderangebot!**

**Sonder-Weihnachtsaktion für die ersten 25 Bestelleingänge:**  
1 Emmi-dental Ultraschallzahnbürste mit 2 Kinderbürsten- und 2 Zahnsparngelaufsätzen und 3 Ultraschallzahnpasten zum Weihnachtsspezialpreis von 111 €.

**Die ersten ganz schnellen 25 Besteller erhalten noch einen Emmifanten als Geschenk!**

Bestellmöglichkeit bis 28.12.2012 unter:  
<http://www.emmi-dent.de/shop.html> → Weihnachtsangebote

**Rabattcode: Mein-Kind-2012**

Weitere Informationen unter **Tel. 06105 / 406700** oder **www.emmi-dent.de**

